



## تعليمات استخدام جهاز مكافحة الربو منشقة بمسحوق جاف إليبتا



1. اسحب للفتح  
وسماع صوت "نقرة"




2. زفير




3. خذ نفساً عميقاً واحبسّه



4. لا تقم بسد فتحات  
الهواء



5. زفير



6. أغلق المنشقة



7. قم بالتمضمض  
والغرغرة والبصق

### معلومات مهمة

● ضع قطعة فموية بين أسنانك وأغلق شفطيك.	ملاحظة
● يوجد في النافذة أرقام تحسب الجرعة	فارغ؟
● تعني "0" أنه فارغ وبالتالي تخلص منه	
● تحقق من تاريخ الصلاحية المدون في الجزء الخلفي من الجهاز	منتهى الصلاحية؟
● حافظ على إبقاء الجهاز في حالة جافة	تذكيرات
● لا تتنفس داخل الجهاز	
● استعمله مرة واحدة يومياً – في نفس الوقت كل يوم.	
● لا تقم بسد فتحات الهواء بأصابعك.	
● التنظيف: امسح القطعة الفموية بمنديل جاف أو قطعة قماش.	

تم تصميم هذه المواد لأغراض التوعية فقط. ولا ينبغي الاستعانة بها للاستغناء عن المشورة الطبية، وأو التعليمات، وأو العلاج. إذا كان لديك أسئلة محددة، يُرجى استشارة الطبيب أو أخصائي الرعاية الصحية المناسب.