



جهاز استنشاق مسحوق جاف


GENUAIR



قم بإزالة الغطاء



اضغط على الزر الأخضر



حرر الزر الأخضر




أخرج النفس (زفير)



خذ نفساً عميقاً بقوة



تذكير



أعد الغطاء إلى مكانه

معلومات هامة

ملحوظة: ضع أداة الفم بين أسنانك وأغلق شفطيك.

الجهاز فارغ؟: تحتوي النافذة على أرقام تحسب العد التنازلي للجرعة - «٠» تعني أنه فارغ. تخلص منه.

انتهت الصلاحية؟: تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على جانب الجهاز.

معلومات لا تتساها: حافظ على الجهاز جافاً.

لا تتنفس (الزفير) بداخل الجهاز.

أعد الغطاء إلى مكانه بعد الاستخدام.

التنظيف: امسح أداة الفم باستخدام منديل أو قطعة قماش جافة.

يؤخذ كل ١٢ ساعة.

ينبغي أن تتحول النافذة إلى اللون الأحمر مع الاستنشاق العميق.

في حالة بقاء النافذة على اللون الأخضر، تأكد من أنك قد حررت الزر الأخضر ثم كرر الخطوات ٤-٥.

تم تصميم هذه المادة لأغراض التعريف فقط، وهي لا تغني عن المشورة الطبية و/أو التعليمات الطبية و/أو العلاج الطبي. إذا كان لديك أسئلة محددة، يرجى استشارة طبيبك أو الرجوع إلى أحد أخصائيي الرعاية الطبية ذوي الصلة.

الرسوم التوضيحية طورت بواسطة الخدمة المجتمعية لعلاج ربو الأطفال، www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

للمزيد من المعلومات حول أدوية الاستنشاق والعروض التوضيحية للأجهزة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:
www.ucalgary.ca/asthma

