

جهاز استنشاق مسحوق جاف

BREEZHALER




1

قم بإزالة الغطاء



2

قم بطي أداة الفم لفتحها



3

أدخل الكبسولة



4

أعد طي أداة الفم لإغلاقها



5

اضغط وابدأ

1
مرة
واحدة

6

أخرج النفس (زفير)




7

خذ نفساً عميقاً بسرعة
واحفظ بوضع الشهيق

8

تذكير



9

تخلص منها

معلومات هامة

اتتهت الصلاحية؟: تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على الصندوق أو العبوة التي تحوي الكبسولات.

تذكيرات: حافظ على منتج "Breezhaler" جافاً. نظفه بقطعة قماش جافة فقط.

لا تخرج النفس (الزفير) إلى داخل الجهاز.

الكبسولات حساسة للضوء والرطوبة ودرجات الحرارة الشديدة.

تأكد من إزالة كبسولة واحدة فقط من العبوة في المرة الواحدة.

لا تلمس الكبسولات المستخدمة.

في حالة ملامسة المسحوق الجاف ليديك، تأكد من غسل يديك جيداً.

جهاز «Breezhaler» قابل لإعادة التدوير.

تم تصميم هذه المادة لأغراض تعريفية فقط، وهي لا تغني عن المشورة الطبية و/أو التعليمات الطبية و/أو العلاج الطبي. إذا كان لديك أسئلة محددة، يُرجى استشارة طبيبك أو الرجوع إلى أحد أخصائيي الرعاية الطبية ذوي الصلة.

الرسم التوضيحية طورت بواسطة مجتمع الخدمة الخاص بربو الأطفال، www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

للمزيد من المعلومات حول أدوية الاستنشاق والعروض التوضيحية للأجهزة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:

www.ucalgary.ca/asthma

