


## 哮喘給藥裝置操作指南

乾粉吸入器

Ellipta



1. 滑動打開瓶口，直到聽到啵嗒一聲



2. 呼氣



3. 深深吸氣，隨即屏氣（10秒鐘）



4. 不要堵塞通氣口



5. 呼氣



6. 關閉吸入器



7. 漱口，然後吐掉

### 重要資訊

注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>把吸口放在牙齒之間，然後閉上嘴唇。</li> </ul>
空了嗎？	<ul style="list-style-type: none"> <li>窗戶上有記錄剩餘劑量的數位。</li> <li>“0”表示藥瓶空了。扔掉吧。</li> </ul>
過期了嗎？	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢查該裝置背面的有效期。</li> </ul>
提醒	<ul style="list-style-type: none"> <li>使該裝置保持乾爽。</li> <li>不要對著該裝置呼吸。</li> <li>每天服用一次，每天同一時間服用。</li> <li>不要用手指堵住通氣口。</li> <li>清潔：用幹紙巾或幹布擦拭吸口。</li> </ul>

本資料僅供參考之用。它不應該被用來代替醫療建議、指導和/或治療。如果您有任何疑問，請諮詢您的醫生或適當的保健專業人員。