


哮喘給藥裝置操作指南

乾粉吸入器
Turbuhaler (可使用6年以上)



重要資訊

視頻	<ul style="list-style-type: none"> 線上給藥裝置視頻演示連結： https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/diskus_1.swf
注意	<ul style="list-style-type: none"> 把吸口放在牙齒之間，閉上嘴唇（就像吮吸吸管一樣）。
空了嗎？	<ul style="list-style-type: none"> 當剩餘20劑藥時，該裝置上的視窗開始顯示紅色。 當窗戶是完全紅色時，表示藥用完了。扔掉吧。 某些裝置上的視窗顯示“0”時，也表示藥用完了。扔掉吧。
過期了嗎？	<ul style="list-style-type: none"> 卸下瓶蓋，檢查裝置上的有效期。
提醒	<ul style="list-style-type: none"> 使Turbuhaler保持乾爽。 不要對著該裝置呼吸。 用後再蓋上蓋子。 清潔：用幹紙巾或幹布擦拭吸口。

本資料僅供參考之用。它不應該被用來代替醫療建議、指導和/或治療。如果您有任何疑問，請諮詢您的醫生或適當的保健專業人員。