

干粉吸入器


BREEZHALER



1 拉开盖子




2 翻开吸嘴



3 置入胶囊



4 关闭吸嘴




5 按下备用




6 呼气



7 快速深吸气并屏气



8 提醒



9 丢弃

重要内容

过期了吗？ 查看胶囊盒子或包装上的过期日期。

提醒： 让 Breezhaler 保持干燥。只能用干布清洁。

不要对着给药装置呼气。

胶囊对于光照、湿气和极端温度都很敏感。

确保每次只从包装里取出一个胶囊。

不要触碰用过的胶囊。

万一干粉沾到你的手上，请务必彻底清洗您的双手。

Breezhaler 装置是可以循环使用的。

本资料仅供参考之用。它不应取代医嘱、说明和/或治疗。

如果你有具体问题，请向您的医生或相应的保健专家咨询。

示意图由社区小儿哮喘服务署绘制，www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

如需关于吸入给药方法的更多内容和给药装置的演示，请访问我们的网站：

www.ucalgary.ca/asthma

