

乾粉吸入器


BREEZHALER



1 拉開蓋子



2 翻開吸嘴



3 置入膠囊



4 關閉吸嘴




5 按下備用




6 呼氣



7 快速深吸氣並屏氣



8 提醒



9 丟棄

重要內容

過期了嗎？ 查看膠囊盒子或包裝上的過期日期。

提醒： 讓 Breezhaler 保持乾燥。只能用幹布清潔。

不要對著給藥裝置呼氣。

膠囊對於光照、濕氣和極端溫度都很敏感。

確保每次只從包裝裡取出一個膠囊。

不要觸碰用過的膠囊。

萬一乾粉沾到你的手上，請務必徹底清洗您的雙手。

Breezhaler 裝置是可以迴圈使用的。

本資料僅供參考之用。它不應取代醫囑、說明和/或治療。

如果你有具體問題，請向您的醫生或相應的保健專家諮詢。

示意圖由社區小兒哮喘服務署繪製，www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

如需關於吸入給藥方法的更多內容和給藥裝置的演示，請訪問我們的網站：

www.ucalgary.ca/asthma

