



乾粉吸入器


GENUAIR



1 除去蓋子



2 按下綠色按鈕



3 鬆開綠色按鈕




4 呼氣



5 深吸一口氣



6 提醒



7 放回蓋子

重要內容

注意： 請將吸嘴放在您的牙齒之間並閉上嘴唇。

藥物用完了嗎？ 顯示窗內可以看到劑量的倒計數 – “0” 表示藥粉已經用完。
將該裝置丟棄。

過期了嗎？ 查看該裝置側面的過期日期。

提醒：
讓裝置保持乾燥。
不要對著裝置呼吸。
在使用後蓋好蓋子
清潔：用乾燥的紙巾或布清潔吸嘴。
每隔 12 小時吸一次。
在深吸氣以後顏色顯示窗應當變成紅色。
如果仍為綠色，請確保您已經鬆開綠色按鈕並重複步驟 4-5。

本資料僅供參考之用。它不應取代醫囑、說明和/或治療。

如果你有具體問題，請向您的醫生或相應的保健專家諮詢。

示意圖由社區小兒哮喘服務署繪製，www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

如需關於吸入給藥方法的更多內容和給藥裝置的演示，請訪問我們的網站：

www.ucalgary.ca/asthma

