


乾粉吸入器

HANDIHALER



重要內容

注意： 請將吸嘴放在您的牙齒之間並閉上嘴唇。

過期了嗎？ 查看膠囊盒子或包裝上的過期日期。

提醒： 使 HandiHaler 保持乾燥。

膠囊對於光照、濕氣和極端溫度都很敏感。

確保每次只從包裝裡取出一個膠囊。

不要對著該裝置“呼氣”。

用同一個 Spiriva 膠囊吸入兩次。

萬一乾粉沾到您的手上，請清洗雙手，因為乾粉可能會刺激您的眼睛。

清潔： 用乾燥的布或紙巾清潔吸嘴。

本資料僅供參考之用。它不應取代醫囑、說明和/或治療。

如果你有具體問題，請向您的醫生或相應的保健專家諮詢。

示意圖由社區小兒哮喘服務署繪製，www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

如需關於吸入給藥方法的更多內容和給藥裝置的演示，請訪問我們的網站：

www.ucalgary.ca/asthma

