

اسپری استنشاقی پودر خشک


BREEZHALER




درپوش تنفسی




دهنی را چرخانده و باز کنید



ورود کپسول



دهانه را بچرخانید تا بسته شود




فشار داده و رها کنید




بازدم کنید



یک نفس عمیق کشیده و نگه دارید



یادآور



دور بیندازید

اطلاعات مهم

منقضی شده؟: تاریخ انقضا را روی جعبه یا بسته حاوی کپسول بررسی کنید.

یادآورها: بریزهیلر را خشک نگه دارید. فقط با پارچه خشک تمیز کنید.

داخل دستگاه نفس نکشید.

کپسول‌ها در مقابل نور، رطوبت و دمای بالا حساس هستند.

اطمینان حاصل کنید که هر بار فقط یک کپسول از بسته خارج می‌شود.

کپسول‌های استفاده شده را لمس نکنید.

اگر پودر خشک به دست شما می‌چسبد، اطمینان حاصل کنید که دست خود را کامل شسته‌اید. دستگاه بریزهیلر قابل بازیافت است.

این وسیله برای اهداف آموزشی تهیه شده است. نباید از آن به عنوان یک دستگاه پزشکی، دستورالعمل و یا درمان استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفاً با پزشک یا متخصص سلامت مشورت کنید.

تصاویر توسط مرکز خدمات آسم کودکان به آدرس www.ucalgary.ca/icancontrolasthma تهیه شده است

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره داروهای استنشاقی و دموهای نهایی دستگاه، به تارنمای ما به آدرس www.ucalgary.ca/asthma مراجعه کنید.

