

دمیاری پودر خشک دستورالعمل
دستگاه آسم
الپتا (دمیاری بیضوی)



1. SLIDE OPEN AND HEAR "CLICK"

1. بکشید و باز کنید تا صدای کلیک بشنوید



2. BREATHE OUT

2. بازدم کنید



3. DEEP BREATH IN AND HOLD

3. نفس عمیق بکشید و نگه دارید



4. DO NOT BLOCK AIR VENTS

4. بخش تهویه هوا را مسدود نکنید



5. BREATHE OUT

5. بازدم کنید



6. CLOSE INHALER

6. دمیاری را ببندید



7. RINSE, GARGLE AND SPIT

7. دهان را بشوید، قرقره کنید و آب را دور بریزید.

اطلاعات مهم

| | |
|------------|---|
| توجه | • دهانه را بین دندان قرار داده و لبها را ببندید (مثل مکیدن نی) |
| خالی؟ | • پنجره اعدادی دارد که میزان دوز را با شمارش معکوس می‌شمارد. |
| منقضی شده؟ | • تاریخ انقضا روی درپوش است. |
| یادآورها | • دستگاه را خشک نگه دارید. • در دستگاه نفس نکشید. • در روز یکبار استفاده کنید- هر بار در یک ساعت مشخص. • بخش تهویه هوا را با انگشت مسدود نکنید. • نظافت: دهانه را با یک دستمال یا پارچه تمیز کنید |

این مطالب فقط با هدف آرایه اطلاعات تهیه شده است. نباید از آن به عنوان توصیه، دستورالعمل و یا درمان پزشکی استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفاً با پزشک یا متخصص سلامت مناسب مشورت کنید.