



اسپری استنشاقی میست نرم

رسمیات- استفاده روزانه



دریوش را بسته نگه دارید




دریوش را چرخانده و باز کنید




بازدم کنید



آرام نفس کشیدن را آغاز کنید. دکمه را فشار دهید.
داخل آن نفس بکشید



دریوش را ببندید



یادآور

اطلاعات مهم

توجه: دهنی را بین دندان قرار داده و لب های خود را ببندید.

بدنه اصلی یک ردیاب دوز دارد - ۰ یعنی خالی؟ یعنی خالی است.
آن را دور بریزید.

منقضی شده است؟ تاریخ انقضای روی دستگاه را بررسی کنید.

یادآور: اگر بیش از ۱ هفته استفاده نشده است، ۱ پاف را رها کنید (بخش پشت را ببندید).
اگر رسمیات ۳ هفته استفاده نشده است، ۳ پاف را رها کنید (بخش پشت را ببندید).
تمیز کردن: دهنی را با یک دستمال یا پارچه تمیز پاک کنید

این وسیله برای اهداف آموزشی تهیه شده است. نباید از آن به عنوان یک دستگاه پزشکی، دستورالعمل و یا درمان استفاده کرد. اگر سوال خاصی دارید، لطفاً با پزشک یا متخصص سلامت مشورت کنید.

تصاویر توسط مرکز خدمات آسم کودکان به آدرس www.ucalgary.ca/icancontrolasthma تهیه شده است


برای کسب اطلاعات بیش تر درباره داروهای استنشاقی و دموهای نهایی دستگاه، به تارنمای ما به آدرس
www.ucalgary.ca/asthma مراجعه کنید.




اسپری استنشاقی میست نرم

رسپیفات- بارگذاری و رهاسازی


بارگذاری: قبل از بار اول یک بار لازم است



دستی ایمنی را فشرده و پایه شفاف را بکشید.




سر نازک کارتریج را وارد کنید تا صدا کلیک بدهد. محکم در مقابل یک سطح نرم فشار دهید تا مطمئن شوید که درست جا افتاده است.



پایه شفاف را جایگزین کنید

رهاسازی کارتریج: قبل از استفاده اول ضروری است، طبق T.O.P عمل کنید.




پایه را بچرخانید تا صدای کلیک بشنوید



در را چرخانده و باز کنید



به سمت فشرده و دکمه را فشار دهید



یادآور

- درپوش را ببندید
- گام‌های ۴-۶ را تکرار کنید تا یک لایه ابری دیده شود. سپس قبل از استفاده سه بار تکرار کنید.

توجه:

اگر رسپیفات یک هفته استفاده نشده است، ۱ بار آن را رها کنید (گام ۴-۶)

اگر رسپیفات ۳ هفته استفاده نشده است، ۳ بار آن را رها کنید (گام ۴-۷)

همیشه موقع چرخاندن در را بسته نگه دارید تا از فعال سازی تصادفی دستگاه جلوگیری شود

میست را به چشمان خود نزنید



Alberta Health
Services

حمایت از اصول راهنمای دستورالعمل
های تنفسی



Calgary COPD &
Asthma Program

