


Instructions relatives aux dispositifs contre l'asthme

Inhalateur à poudre sèche

Ellipta



1 SLIDE OPEN AND HEAR "CLICK"

1. Clic!
Ouvrir en faisant glisser (vous entendrez un clic)



2 BREATHE OUT

2. Expirer



3 DEEP BREATH IN AND HOLD

3. Retenir
La respiration
10
Secondes
Inspirez profondément et retenir la respiration




4 DO NOT BLOCK AIR VENTS

4. Ne pas bloquer les fentes d'aération



5 BREATHE OUT

5. Expirer



6 CLOSE INHALER

6. Fermer l'inhalateur



7 RINSE, GARGLE AND SPIT

7. Rincer, se gargariser et cracher

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Remarque	<ul style="list-style-type: none"> Placez l'embout buccal entre les dents, puis fermez les lèvres.
Vide?	<ul style="list-style-type: none"> La fenêtre affiche un décompte du nombre de doses. Le chiffre « 0 » indique que le dispositif est vide. Jetez-le.
Expiré?	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la date d'expiration à l'arrière du dispositif.
Rappels	<ul style="list-style-type: none"> Tenez le dispositif au sec. Ne respirez pas dans le dispositif. Utilisez le dispositif une fois par jour, au même moment chaque jour. Ne bloquez pas les fentes d'aération avec vos doigts. Nettoyage : essuyez l'embout buccal à l'aide d'un chiffon ou mouchoir en papier sec.

Le présent matériel est fourni à titre informatif seulement. Il ne vise pas à remplacer l'avis ou les instructions d'un médecin ni un traitement médical. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez consulter votre médecin ou un professionnel de la santé compétent.