



INHALATEUR À POUDRE SÈCHE


GENUAIR



1 RETIREZ LE CAPUCHON




2 APPUYEZ SUR LE BOUTON VERT



3 RELÂCHEZ LE BOUTON VERT




4 EXPIREZ À FOND



5 INSPIREZ À FOND



6 RAPPEL



7 REMETTEZ LE CAPUCHON EN PLACE

INFORMATION IMPORTANTE

Remarque : Placez la pièce buccale entre vos dents et resserrez vos lèvres.

Vide?: Il y a des chiffres sur la fenêtre qui comptent la dose restante : « 0 » signifie que le dispositif est vide. Jetez-le.

Date de péremption dépassée? Vérifiez la date de péremption sur le côté du dispositif.

Rappels : Gardez le dispositif au sec.
Ne respirez pas dans le dispositif.
Remettez le capuchon en place après utilisation.

Nettoyage : Essuyez la pièce buccale avec un mouchoir en papier ou un tissu sec.

Prendre une dose toutes les 12 heures.

La couleur de la fenêtre doit passer au rouge avec une inspiration profonde.

Si la couleur reste verte, assurez-vous d'avoir relâché le bouton vert et répétez les étapes 4 et 5.

Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information. Il ne doit pas remplacer un avis médical, les consignes d'un médecin ou un traitement. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez consulter votre médecin ou un professionnel de la santé approprié.

Les illustrations ont été élaborées par le service communautaire d'asthme pédiatrique, www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

Pour plus d'information sur les médicaments inhalés et des démonstrations sur les dispositifs, visitez notre site Web :

www.ucalgary.ca/asthma



Nous soutenons
les lignes directrices
actuelles en santé
respiratoire.



Calgary COPD &
Asthma Program

