


건조 분말 흡입기

BREEZHALER



1 캡을 당깁니다

2 마우스피스를
젖혀서 엽니다


3 캡슐을 삽입합니다

4 마우스피스를
젖혀서 닫습니다


5 눌렀다 놓습니다



6 숨을 내쉽니다

7 10초
동안 숨을
참습니다

8 알림



9 캡슐을 버립니다

중요 정보

유통기한 확인: 캡슐이 들어 있는 상자 또는 팩에서 유통기한을 확인하세요.

알림: 브리즈헤일러를 건조한 상태로 유지하세요. 마른 천으로만 닦아야 합니다.

장치 안으로 숨을 불어넣지 마세요.

캡슐은 빛과 습기 및 지나치게 높거나 낮은 온도에 민감합니다.

팩에서 한 번에 **하나의** 캡슐만 꺼내야 합니다.

사용한 캡슐은 만지지 마세요.

건조 분말이 손에 묻으면 손을 깨끗하게 닦아야 합니다.

브리즈헤일러 장치는 재활용이 가능합니다.

이 자료는 오직 정보를 제공할 목적으로 제작되었으므로 의료 자문, 지침 및/또는 치료 대신 사용해서는 안 됩니다. 구체적인 질문이 있는 경우 의사나 적절한 의료 전문가에게 문의하세요.

삽화 제작: 지역 사회 소아 천식 서비스(www.ucalgary.ca/icancontrolasthma)

**흡입 약물 및 장치 시연에 대한 자세한 내용은 웹사이트
(www.ucalgary.ca/asthma)에서 확인하세요.**

