

천식 장치 사용법


건조 분말 흡입기

디스크스(6 세 이상)



1
CLOSED

1. 닫힌 상태입니다.




2
PUSH OPEN

2. 눌러서 엽니다.




3
SLIDE & CLICK

3. 딸깍 소리가 나도록 합니다.



4
BREATHE OUT

4. 숨을 내쉽니다.




5
DEEP BREATH IN & HOLD

5. 숨을 깊게 들이마시고 참으세요.



6
RINSE & SPIT

6. 입을 헹구고 뱉습니다.



7
PUSH TO CLOSE

7. 눌러서 닫습니다.

중요 정보	
동영상	<ul style="list-style-type: none"> 장치 사용법 온라인 동영상 링크: https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/diskus_1.swf
참고	<ul style="list-style-type: none"> 빨대를 빨듯이 이빨 사이에 마우스피스를 놓고 입술을 오므리세요.
잔량 확인	<ul style="list-style-type: none"> 창에 잔량을 나타내는 숫자가 표시됩니다. '0'이 표시되면 약물을 다 쓴 것이므로 장치를 버리세요.
유통기한 확인	<ul style="list-style-type: none"> 장치 뒤쪽의 유통기한을 확인하세요.
알림	<ul style="list-style-type: none"> 디스크스를 건조한 상태로 유지하세요. 장치 안으로 숨을 불어넣지 마세요. 사용 후에는 닫아 두세요. 세척: 마른 휴지나 천으로 마우스피스를 닦으세요.

이 자료는 오직 정보를 제공할 목적으로 제작되었으므로 의료 자문, 지침 및/또는 치료 대신 사용해서는 안 됩니다. 구체적인 질문이 있는 경우 의사나 적절한 의료 전문가에게 문의하세요.