



천식 장치 사용법

정량흡입기(MDI)/'흡입기' 스페이서와 마우스피스가 있는 흡입기(4 세 이상)



중요 정보

동영상	<ul style="list-style-type: none"> 장치 사용법 온라인 동영상 링크: https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_spacer_1.swf
참고	<ul style="list-style-type: none"> 스페이서 없이는 흡입기를 사용하지 마세요. 빨대를 빨듯이 이빨 사이에 마우스피스를 놓고 입술을 오므리세요. *숨을 참을 수 없다면 평소대로 숨을 6번 쉽니다.
스페이서	<ul style="list-style-type: none"> 밸브를 잃어버리거나 망가트린 경우 스페이서를 교체하세요. 휘파람: 휘파람 소리는 숨을 천천히 쉬라는 경고입니다. 세척: 비누를 푼 따뜻한 물에 담갔다 건조하세요.
잔량 확인	<ul style="list-style-type: none"> 흔들어 봤을 때 가볍거나 액체가 움직이는 느낌이 없다면 약물을 다 쓴 것이므로 교체해야 합니다. 카운터가 있는 장치의 경우 '0'이 표시되면 약물을 다 쓴 것이므로 장치를 버리세요.
유통기한 확인	<ul style="list-style-type: none"> 플라스틱 케이스에서 금속 통을 빼내어 통에 적힌 유통기한을 확인하세요.
알림	<ul style="list-style-type: none"> MDI 를 보관하려면 플라스틱 케이스의 캡을 교체하세요.

이 자료는 오직 정보를 제공할 목적으로 제작되었으므로 의료 자문, 지침 및/또는 치료 대신 사용해서는 안 됩니다. 구체적인 질문이 있는 경우 의사나 적절한 의료 전문가에게 문의하세요.