

천식 장치 사용법

건조 분말 흡입기

터부헤일러(6 세 이상)



중요 정보

동영상	장치 사용법 온라인 동영상 링크: https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/turbuhaler_1.swf
참고	빨대를 빨듯이 이빨 사이에 마우스피스를 놓고 입술을 오므리세요.
잔량 확인	20 회 분량이 남았을 때부터 장치의 창이 빨간색으로 표시되기 시작합니다. - 창이 완전히 빨강색이면 약물을 다 쓴 것이므로 장치를 버리세요. - 일부 장치의 경우 창에 '0'이 표시되면 약물을 다 쓴 것이므로 장치를 버리세요.
유통기한 확인	캡을 분리하고 장치의 유통기한을 확인하세요.
알림	- 터부헤일러를 건조한 상태로 유지하세요. - 장치 안으로 숨을 불어넣지 마세요. - 사용 후에는 캡을 교체하세요. 세척: 마른 휴지나 천으로 마우스피스를 닦으세요.

이 자료는 오직 정보를 제공할 목적으로 제작되었으므로 의료 자문, 지침 및/또는 치료 대신 사용해서는 안 됩니다. 구체적인 질문이 있는 경우 의사나 적절한 의료 전문가에게 문의하세요.