

哮喘给药装置操作指南
干粉吸入器
Diskus (可使用6年以上)



重要信息

视频	<ul style="list-style-type: none"> 在线给药装置视频演示链接: https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/diskus_1.swf
注意	<ul style="list-style-type: none"> 把吸口放在牙齿之间，闭上嘴唇（就像吮吸吸管一样）。
空了吗？	<ul style="list-style-type: none"> 窗口上有剂量计数 - “0”表示药用完了。扔掉吧。
过期了吗？	<ul style="list-style-type: none"> 检查给药装置背面的有效期。
提醒	<ul style="list-style-type: none"> 使Diskus保持干爽。 不要对着该装置呼吸。 用后封闭。 清洁：用干纸巾或干布擦拭吸口。

本资料仅供参考之用。它不应该被用来代替医疗建议、指导和/或治疗。如果您有任何疑问，请咨询您的医生或适当的保健专业人员。