

哮喘给药装置操作指南

干粉吸入器

Ellipta



1 SLIDE OPEN AND HEAR "CLICK"

1. 滑动打开瓶口，直到听到咔哒一声



2 BREATHE OUT

2. 呼气



3 DEEP BREATH IN AND HOLD

3. 深深吸气，随即屏气（10秒钟）




4 DO NOT BLOCK AIR VENTS

4. 不要堵塞通气口



5 BREATHE OUT

5. 呼气



6 CLOSE INHALER

6. 关闭吸入器



7 RINSE, GARGLE AND SPIT

7. 漱口，然后吐掉

重要信息

注意	把吸口放在牙齿之间，然后闭上嘴唇。
空了吗？	- 窗户上有记录剩余剂量的数字。 “0”表示药瓶空了。扔掉吧。
过期了吗？	检查该装置背面的有效期。
提醒	- 使该装置保持干爽。 - 不要对着该装置呼吸。 - 每天服用一次，每天同一时间服用。 - 不要用手指堵住通气口。 - 清洁：用干纸巾或干布擦拭吸口。

本资料仅供参考之用。它不应该被用来代替医疗建议、指导和/或治疗。如果您有任何疑问，请咨询您的医生或适当的保健专业人员。