


哮喘给药装置操作指南

干粉吸入器

Turbuhaler (可使用6年以上)



重要信息

视频	在线给药装置视频演示链接: https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/turbuhaler_1.swf
注意	把吸口放在牙齿之间，闭上嘴唇（就像吮吸吸管一样）。
空了吗？	- 当剩余20剂药时，该装置上的窗口开始显示红色。 - 当窗户是完全红色时，表示药用完了。扔掉吧。 - 某些装置上的窗口显示“0”时，也表示药用完了。扔掉吧。
过期了吗？	卸下瓶盖，检查装置上的有效期。
提醒	- 使Turbuhaler保持干爽。 - 不要对着该装置呼吸。 - 用后再盖上盖子。 清洁：用干纸巾或干布擦拭吸口。

本资料仅供参考之用。它不应该被用来代替医疗建议、指导和/或治疗。如果您有任何疑问，请咨询您的医生或适当的保健专业人员。