

INHALADOR DE POLVO SECO


BREEZHALER



1 QUITA LA TAPA



2 GIRE LA BOQUILLA PARA ABRIRLA



3 INSERTE LA CÁPSULA



4 GIRE LA BOQUILLA PARA CERRARLA




5 PRESIONE Y SUELTE




6 EXHALE



7 RESPIRACIÓN PROFUNDA RÁPIDA Y RETENER



8 RECORDATORIO



9 TÍRELO

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¿Caducado?: Compruebe la fecha de caducidad en la caja o en el paquete que contiene las cápsulas.

Recordatorios: Conserve seco el Breezhaler. Límpielo sólo con un paño seco.

No respire dentro del dispositivo.

Las cápsulas son sensibles a la luz, la humedad y las temperaturas extremas.

Asegúrese de sacar sólo **UNA** cápsula del paquete cada vez.

No toque las cápsulas **usadas**.

Si el polvo seco le cae en las manos, asegúrese de lavárselas bien.

El dispositivo Breezhaler es reciclable.

Este material se ha diseñado únicamente para fines informativos. No debe utilizarse en lugar del consejo, instrucción o tratamiento médicos. Si tiene preguntas concretas, consulte a su médico o a un profesional sanitario pertinente.

Ilustraciones desarrolladas por el Servicio Comunitario de Asma Pediátrica, www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

Para obtener más información sobre medicamentos inhalados y demostraciones de dispositivos, visite nuestro sitio web en:
www.ucalgary.ca/asthma

