


Instrucciones de uso de los dispositivos contra el asma

Inhalador de polvo seco

Diskus (para mayores de 6 años)



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Vídeo	Enlace a un vídeo de demostración del uso del inhalador: https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/diskus_1.swf
Nota	Coloca la boquilla entre los dientes y cierra los labios (como si estuvieras bebiendo por una pajita).
¿Vacío?	En la ventanita puedes ver el número de dosis que te quedan. El cero significa que está vacío. Deshazte de él.
¿Caducado?	Comprueba la fecha de caducidad en la parte posterior del dispositivo.
Recuerda	- Mantén el Diskus siempre seco. - No respires dentro del dispositivo. - Ciérralo al terminar de usarlo. Limpieza: limpia la boquilla con un paño seco o con un pañuelo de papel.

Este documento solo tiene carácter informativo. No pretende sustituir a los consejos, las instrucciones y/o el tratamiento de un médico. Si tienes alguna duda, consulta a tu médico o a un profesional de la salud.