

Instrucciones de uso de los dispositivos contra el asma

Inhalador de polvo seco Ellipta



1
SLIDE OPEN AND HEAR "CLICK"

1. Para abrir, deslizar hasta oír un clic



2
BREATHE OUT

2. Exhalar



3
DEEP BREATH IN AND HOLD
10 SECOND BREATH HOLD

3. Inspirar profundamente y aguantar la respiración (aguantar la respiración 10 segundos)




4
DO NOT BLOCK AIR VENTS

4. No bloquear los agujeros de ventilación



5
BREATHE OUT

5. Exhalar



6
CLOSE INHALER

6. Cerrar el inhalador



7
RINSE, GARGLE AND SPIT

7. Enjuagar, hacer gárgaras y escupir

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Nota	<ul style="list-style-type: none"> Coloca la boquilla entre los dientes y cierra los labios.
¿Vacío?	<ul style="list-style-type: none"> En la ventanita puedes ver el número de dosis que te quedan. El cero significa que está vacío. Deshazte de él.
¿Caducado?	<ul style="list-style-type: none"> Comprueba la fecha de caducidad en la parte posterior del dispositivo.
Recuerda	<ul style="list-style-type: none"> Mantén el dispositivo siempre seco. No respire dentro del dispositivo. Utilízalo una vez al día, y siempre a la misma hora. No bloquee con los dedos los agujeros de ventilación. Limpieza: limpia la boquilla con un paño seco o con un pañuelo de papel.

Este documento solo tiene carácter informativo. No pretende sustituir a los consejos, las instrucciones y/o el tratamiento de un médico. Si tienes alguna duda, consulta a tu médico o a un profesional de la salud.