

INHALER NG TUYONG PULBOS

HANDIHALER




1

BUKSAN



2

ITAAS




3

IPASOK ANG KAPSULA



4

ISARA



5

PINDUTIN NG ISANG BESES AT PALAYAIN



6

HUMINGA PALABAS




7

MABILIS NA MALALIM NA BUNTUNGHININGA AT PIGILAN




8

PAALALA



9

ITAPON



10

ISARA

MAHALAGANG IMPORMASYON

Tandaan: Kagatin ang pamasok sa bibig at isara ang iyong mga labi.

Nag-expire?: Tingnan ang petsa ng expiration sa kahon o sa pakete na lalagyan ng mga kapsula.

Mga Paalala: Panatiliing tuyo ang HandiHaler.

Ang mga kapsula ay sensitibo sa liwanag, moisture, at mga extreme na temperatura.

Tiyakin na ISA-ISA lamang ang pag-aalis sa pakete ng kapsula.

Huwag hihinga nang palabas sa device.

Mag-inhale ng dalawang beses sa parehong Spiriva na kapsula.

Kung malagyan ng tuyong pulbos ang iyong mga kamay, hugasan ang iyong mga kamay dahil baka mairita ang mga mata mo sa pulbos.

Paglilinis: Punasan ang pamasok sa bibig ng tuyong retaso o damit.

Ang materyal na ito ay dinisenyo para lamang sa pagbibigay ng impormasyon. Hindi ito dapat gamitin bilang pamalit sa medikal na payo, panuto at/o paggamot. Kung mayroon kang mga partikular na tanong, mangyaring komunsulta sa iyong doktor o sa tamang propesyunal sa pangangalaga ng kalusugan.

Ang mga paglalarawan ay binuo ng Community Pediatric Asthma Service, www.ucalgary.ca/icaconstrolasthma

Para sa dagdag na impormasyon sa mga medikasyong ini-inhale at mga demo ng device, bisitaghin ang aming website sa: www.ucalgary.ca/asthma

