

## خشک پاؤڈر اینہیلر


## بریز ہیلر (BREEZHALER)




ڈھکن کو کھینچ کر نکالیں




کھولنے کے لیے ماؤتھ پیس کو پلٹیں



ری لڈ لوس پیس



بند کرنے کے لیے ماؤتھ پیس کو پلٹیں




دبائیں اور چھوڑ دیں




سانس چھوڑیں



تیزی سے گہری سانس لیں اور روک کر رکھیں



یاد دہانی



پھینک دیں

## اہم معلومات

میعاد ختم ہو چکی ہے؟ جس ڈبے یا پیک میں کیپسولز ہیں اس پر درج اختتامی تاریخ چیک کریں۔

بریز ہیلر کو خشک رکھیں۔ صرف خشک کپڑے سے صاف کریں۔

یاد دہانیاں:

ڈیوائس میں سانس نہ لیں۔

کیپسولز روشنی، نمی اور انتہائی درجہ حرارت کے تئیں حساس ہوتے ہیں۔

ایک وقت میں پیک سے صرف ایک کیپسول نکالنے کو یقینی بنائیں۔

استعمال شدہ کیپسولز کو نہ چھوئیں۔

اگر خشک پاؤڈر آپ کے ہاتھوں میں لگ جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے کو یقینی بنائیں۔

بریز ہیلر ڈیوائس ری سائیکل کے قابل ہوتا ہے۔

یہ مواد صرف معلوماتی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسے طبی ڈیوائس، ہدایت اور/یا علاج کے بدلے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو مخصوص سوالات درپش ہوں تو براہ کرم اپنے ڈاکٹر یا مناسب نگہداشت صحت پیشہ ور سے رجوع کریں۔

عکس بندیاں کمیونٹی پیڈیاٹرک استھما سروس، کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، [www.ucalgary.ca/icancontrolasthma](http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma)سونگھی گئی دواؤں اور ڈیوائس کے ڈیموز سے متعلق مزید معلومات کے لیے، اس پتے پر ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں: [www.ucalgary.ca/asthma](http://www.ucalgary.ca/asthma)