

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Thiết Bị Dùng Thuốc Chữa Bệnh Suyễn Ống Hít Bột Khô Ellipta



THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Lưu ý	Đặt phần ngậm miệng giữa hai hàm răng và ngậm môi lại.
Ống hết thuốc?	- Cửa sổ có các chữ số đếm ngược liều thuốc "0" có nghĩa là hết thuốc. Vứt bỏ.
Hết hạn sử dụng?	Kiểm tra ngày hết hạn ở mặt sau của thiết bị.
Nhắc Nhở	- Giữ khô thiết bị. - Đừng thở vào trong thiết bị. - Dùng mỗi ngày một lần – cùng một giờ mỗi ngày. - Đừng chặn các ống thông hơi bằng ngón tay. Làm sạch: Lau phần ngậm miệng bằng khăn vải hoặc khăn giấy khô.

Tài liệu này được thiết kế chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Không nên sử dụng tài liệu này thay cho dịch vụ tư vấn y khoa, hướng dẫn và/hoặc điều trị. Nếu quý vị có các thắc mắc cụ thể, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ của quý vị hoặc chuyên gia y tế thích hợp.